

ヒスタマリン EIA キット

鮮魚等におけるヒスタミンの ELISA 法 定量検査キット

ヒスタミンは、ヒスチジンをもとにバクテリアの脱炭酸作用により生成・蓄積され、殺菌後においても分解されません。単なる中毒要因としてだけでなく、製造工程の管理指標ともなりえます。この ELISA 法キットは鮮魚等食品中にあるヒスタミンを約 1 時間半で、高感度にスクリーニング検出および定量できます。

ヒスタマリン EIA キットは、イムノテック社による製造で、従来法との相関なども含め AOAC により性能も検証済の信頼度の高い方法です。

品名 コードNo. 価格・仕様	ヒスタマリン EIA キット (AOAC PTM 認証) 1315MBL 80,000 円	製造:IMMUNOTECH 社
キット内容	マイクロタイタープレート 96 ウェル(8 ウェル×12 ストリップ) ヒスタミン標準液(5 種 1~500ppm)、ヒスタミン酵素複合液体、基質液、基質溶解液、 反応停止液、洗浄液、アシル化バッファー、アシル化反応液、DMSO	
目的・用途	魚(生/冷凍マグロ、ツナ缶)等におけるヒスタミンの検出(スクリーニングおよび定量)	
原理と 検出限界	競合法 ELISA マイクロプレート式	
	魚 1.0ppm (標準前処理による試料中濃度)	
所要時間 保存条件	キット操作 約 1.5 時間、前処理は別途(10 検体あたり約 30 分) 2~8℃、露光厳禁	
前処理 アシル化	鮮魚など ①試料 1g に蒸留水 8mL を滴下し、ホモジナイズ、遠心分離ないしろ過して、上清をとる ②上清 20 μ L にアシル化バッファー180 μ L、アシル化反応液 50 μ L を加えアシル化する	
操作	①各ウェルに試料(あるいは標準)50 μ L、酵素標識ヒスタミン 200 μ L を滴下しよく振とうする ② 室温(18~25℃)で 30 分インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、洗浄バッファーで3度洗浄 ③各ウェルに基質発色源液を 200 μ L ずつ滴下してよく振とうする ④ 室温で 30 分間インキュベート。 ⑤各ウェルに反応停止液を 50 μ L 滴下して振とうする。 ⑥吸光度(405~414nm)を測定する。 標準液ウェルの吸光度から検量線を取り、試料の濃度を換算定量する。	
その他必要 機器 試薬	マイクロプレート(ストリップ)用フォトメーター(405~414nm)、遠心分離器、マイクロピペット、前 処理抽出用器具、蒸留水、ほか詳細は取扱説明書をご覧ください。	

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

ご注文 お問合せは 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312